



2015年9月私たちは、乳歯中ストロンチウム90の測定を行うために、「乳歯保存ネットワーク」(PDTN)を立ち上げました。測定所開設と運営資金のため、「株式会社はは」(HaHa, inc.)を2017年に設立しました。原発をなくし、核兵器の廃絶を願う、市民の支援によって設立された非営利の組織です。内部被曝を調べ、子どもたちの病気を予防し、健康を守るためです。


☆全国のみなさんから提供された乳歯の

- ①一人ひとりについて測定します。
- ②個人情報、厳重に管理します。
- ③測定費用はかかりません。
- ④測定結果は提供者に返します。
1本から受け付けますが、本数が多いほど測定精度は上がります。
前歯なら4本、奥歯なら2本がベストです。
- ⑤測定結果の返却を希望しない方は、その旨、⑬にご記入ください。
- ⑥測定データの解析は、子どもたちの健康を守るために生かします。

☆乳歯保存・送付についてのお願い☆☆☆

1. 記録カードへの記入

- a. 各項目への記入をお願いします。
- b. ⑨に送って頂く歯の本数をご記入ください。



2. 保存袋の扱い

抜けた乳歯を入れる小袋が入っています。
歯を入れる小袋には、①名前 ②生年月日 を必ず書いてください。
歯は、ひとつの袋と一緒にに入れてくださって結構です。

3. 必要な歯の本数

乳歯は小さいので、正確な測定のために0.5g以上(前歯などでは4本、臼歯では1~2本以上)が必要です。一度でなく追加で送ってくださっても結構です。

4. 歯の送付先

下記宛てに送付して下さい。預かり証を発行し保管いたします。

送付先： はは測定所
〒500-8262 岐阜市茜部本郷 1-63-3
TEL& FAX:058-208-2310
Email:pdmn311@gmail.com

